





BIO-RAD ID-Centrifuge L 06-03-2014
10:43

10:00 min, 85 g

24°C

10:00

0

Settings, Play, Stop, Power icons

BIO-RAD

ID-Centrifuge L



BIO-RAD ID-Centrifuge L 08-03-2014 10:43

05:00 min, 85 g

05:00

0

Settings, Stop, Play, Power icons

BIO-RAD

ID-Centrifuge L



SN 00016

M20123

BIO-RAD ID-Centrifuge L 03-08-2014 18:24

1:00 min, 125 g

01:00

0

▶

⚙️ ▲ 🔴

BIO-RAD

ID-Centrifuge L



BIO-RAD ID-Centrifuge L 06-03-2014
10:43

10:00 min, 85 g

12 min

10:00

0

Settings, Stop, Play, Power

BIO-RAD

ID-Centrifuge L

ID-Centrífuga L

Inovação

- Apenas um equipamento para ambos, ID-Cards e Tubos
- Coroa para Centrifugação de ID-Cards após o transporte, com velocidade e tempo de centrifugação adaptados (5 minutos a 85g)
- Painel com tela sensível ao toque
- Detecção automática do tipo de coroa e seleção apropriada da configuração
- Software em vários idiomas

Principais Características

- Apenas um Equipamento para Tubos e ID-Cards
- Detecção automática do tipo de coroa encaixada
- Seleção automática do tipo de programa de acordo com a coroa
- Coroa para Centrifugação de ID-Cards após o transporte, com velocidade e tempo de centrifugação adaptados (5 minutos a 85g)
- Capacidade para 28 tubos
- Painel com tela sensível ao toque e interface fácil de usar (baseada em ícones)
- 4 diferentes tipos de coroas compatíveis
- Software em vários idiomas
- Certificado CE em conformidade com a Diretiva IVD 98/79/EC

BIO-RAD

Dados Técnicos

Desempenho

RCF Máximo	1,000 g (para Tubos)
RCF	85 g (para ID-Cards)

Dimensões

Largura	380 mm
Altura	230 mm
Comprimento	500 mm
Peso	13 kg

(Coroas não incluídas)

Informações para pedidos

Catálogo Nº	Descrição
009201	ID-Centrífuga L , 1 unidade
009410	Coroa 24 ID-Cards , 1 unidade
009412	Coroa 28 tubos , 1 unidade
009413	Coroa 12 tubos , 1 unidade
009414	Coroa 2 racks , 1 unidade

Cadastro MS: 80004049006

Visite www.bio-rad.com/immunoematology para mais informações.



BIO-RAD