



BIO-RAD

ID-Incubator L



BIO-RAD ID-Incubator L 05-08-2014 18:57

		15:00		37°C	
	37°C	15:00		15:00	
15:00		15:00		15:00	

BIO-RAD

ID-Incubator L



BIO-RAD

ID-Incubator L



BIO-RAD ID-Incubator L 05-88-2014 18:57

		15:00		37°C	
37°C		15:00			37°C
15:00		15:00		15:00	

BIO-RAD

ID-Incubator L



BIO-RAD ID-Incubator L 05-88-2014 18:57

		15:00		37°C	
37°C		15:00			37°C
15:00		15:00		15:00	

BIO-RAD

ID-Incubator L

ID-Incubadora L

Inovação

- Apenas um equipamento para ambos, ID-Cards e Tubos
- Áreas de incubação são independentes e podem ser desativadas
- Painel com tela sensível ao toque
- Software em vários idiomas

Principais Características

- Incubadora para ambos Tubos e ID-Cards
- Áreas de incubação são independentes (ID-Cards e/ou Tubos)
- Capacidade para até 36 ID-Cards e 24 Tubos
- Painel com tela sensível ao toque e com interface fácil de usar (baseada em ícones)
- Software em vários idiomas
- Temporizador específico por baterias (3 para ID-Cards, 2 para Tubos)
- Programa padrão: 15 minutos à 37°C
- Tempo de incubação programável
- Certificado CE em conformidade com a Diretiva IVD 98/79/EC

BIO-RAD

Dados Técnicos

Dimensões

Largura	380 mm
Altura	230 mm
Comprimento	500 mm
Peso	13 kg

Informações para pedidos

Catálogo Nº.	Descrição
009203	ID-Incubadora L , 1 unidade

Cadastro MS: 80004049004

Visite www.bio-rad.com/immunoematology para mais informações.



BIO-RAD