



D-100™ Sistema Analisador de Hemoglobina

O resultado mais rápido de HbA1c, com detecção de Hb Variantes

Velocidade

- 80 Testes por hora
- Troca de reagente sem parada do equipamento
- Avaliação dinâmica dos resultados, no próprio equipamento

Versatilidade

- Operação em um toque (*Touch Screen*)
- Rastreabilidade automática de reagentes através de etiquetas RFID
- Calibração a cada 10.000 testes

Qualidade

- Resultados exatos por HPLC por troca iônica
- Sem interferência das Hb variantes
- Identificação presuntiva das hemoglobinas S, D, C e E



D-100™ Sistema Analisador de Hemoglobina



Especificações de Performance

Precisão <1.4% CV (un. NGSP)
Acurácia..... Erro total < 6%
Linearidade 3.5 to 20% HbA_{1c}
Unidades Reportadas de HbA_{1c}IFCC e NGSP

Interferências de hemoglobinas

- Sem interferência das hemoglobinas S, C, D, e E
- Sem interferência da hemoglobina A₁ carbamilada e lábil
- Sem interferência da Hb fetal até 30%

Informações para pedidos

Catálogo No.	Descrição	
290-1000	D-100™ Hemoglobin Testing System	1 cada
Cadastro MS:	80020690313	
290-1004	D-100™ HbA _{1c} Analytical Cartridge/Calibrator Pack	1 cada
Cadastro MS:	80020690374	
290-1006	D-100™ HbA _{1c} Calibrator Pack	1 cada
Cadastro MS:	80020690374	
290-1007	D-100™ Prefil Iters (5-pack)	1 cada
290-1008	D-100™ Cleaning Tube	1 cada
Cadastro MS:	80020690373	
290-1009	D-100™ Sample Diluent, 1L	1 cada
Cadastro MS:	80020690370	
290-1010	D-100™ HbA _{1c} Elution Buffer A, 2600 mL	1 cada
Cadastro MS:	80020690371	
290-1011	D-100™ HbA _{1c} Elution Buffer B, 1400 mL	1 cada
Cadastro MS:	80020690372	
290-1012	D-100™ Wash Solution, 3300 mL	1 cada
Cadastro MS:	80020690369	



**Bio-Rad
Laboratories**

Para mais informações, por favor entre em contato com seu escritório Bio-Rad local ou leia mais em www.bio-rad.com/qualitycontrol

Clinical
Diagnostics Group

Website www.bio-rad.com/diagnostics U.S. 1-800-224-6723 Australia 61-2-9914-2800 Austria 43-1-877-8901 Belgium 32-9-385-5511 Brazil 5521-3237-9400 Canada 1-514-334-4372 China 86-21-61698500 Czech Republic 420-241-430-532 Denmark +45-4452-1000 Finland 358-9-804-22-00 France 33-1-47-95-60-00 Germany +49 (0)89-318-840 Greece 30-210-7774396 Hong Kong 852-2789-3300 Hungary +36-1-459-6100 India 1800-180-1224 Israel 972-3-9636050 Italy +39-02-216091 Japan 81-3-6361-7070 Korea 82-2-3473-4460 Mexico +52 (55)5488-7670 The Netherlands +31-318-540666 New Zealand 64-9-415-2280 Norway 47-23-38-41-30 Poland 48-22-3319999 Portugal 351-21-472-7700 Russia 7-495-721-14-04 Singapore 65-6415-3170 South Africa 27-11-442-85-08 Spain 34-91-590-5200 Sweden 46-8-555-127-00 Switzerland +41 (0)26-674-52-01/02/03 Taiwan 886-2-2578-7189 Thailand 662-651-8311 United Kingdom +44 (0)20-8328-2000