



IH-500 A Titulação Automatizada de Anticorpos

BIO-RAD

IH-500 Titulação de Anticorpos

Economize Tempo
e Elimine
Erros Manuais



- A Bio-Rad está trazendo a **titulação automatizada de anticorpos** para um nível excepcional, oferecendo a você os mais recentes procedimentos neste campo.
- **Economize tempo**, executando com um simples clique de um botão, titulações automatizadas usando o IH-500 com a **ID-Titration Solution** especificamente projetada para ID-Cards*.
- **Elimine possíveis erros** de técnicas manuais, enquanto o IH-500 executa automaticamente diluições em série dupla.
- De acordo com suas necessidades, o IH-500 realiza diluição de 1:1 a 1:32, de 1:1 a 1:2048 e de 1:64 a 1:2048.
- A flexibilidade do procedimento de titulação permite que você utilize os ID-Cards **LISS/Coombs, Coombs Anti-IgG** ou **NaCl**, de acordo com a sua prática.




* A ID-Titration Solution pode ser perfeitamente usada no método manual e integrada ao IH-Com.

Aproveite o IH-500, com uma Solução de Titulação Automatizada Completa



Integração perfeita em seu laboratório.

- Automaticamente adaptado à sua prática laboratorial, o procedimento de titulação no IH-500 permite que você utilize as hemácias-ID Bio-Rad e suas hemácias customizadas.
- **Totalmente integrado ao IH-Com**, o resultado da titulação é adicionado ao perfil global do paciente no software, permitindo que você forneça um melhor cuidado e tempos mais rápidos, em um sistema altamente confiável.



Principais Características

- **Titulação automatizada de anticorpos com diluição sem série dupla:**
 - 1:1 a 1:32
 - 1:64 a 1:2048
 - 1:1 a 1:2048
- **Use qualquer Hemácia-ID para a titulação no IH-500 de acordo com a conclusão da identificação do anticorpo.**
- **Use o ID-Card necessário:**
 - LISS / Coombs (Id-nº: 50531)
 - Coombs Anti-IgG (Id-nº: 50540)
 - NaCl, Enzima e Aglutininas Frias (Id-nº: 50520)
- **ID-Titration Solution: um tampão de titulação projetado para combinar com o ID-System.**
- **Totalmente integrado ao IH-Com**

Informações para pedidos

Catálogo #	Descrição
001500	IH-500, Sistema totalmente automatizado para ID-Cards
009000	IH-Com Kit Fullversion, Software de Gestão de Dados
009360	ID-Titration Solution (Id-nº: 05780), 10 x 10 ml
009390	ID-Titration Racks (Id-nº: 05770), 10 racks de 60 poços

Visite: www.biorad.com/immunoematology para mais informações.



BIO-RAD

**Bio-Rad
Laboratórios**

Grupo de
Diagnóstico Clínico

Website www.bio-rad.com/diagnostics **Austrália** +61(2)9914-2800 **Austria** +43-1-877-8901 **Bélgica** +32(3)710-53-00 **Brasil** +55(31)3689-6600 **Canadá** +1 514 334-4372 **China** +86-21-61698500 **República Tcheca** +420-241-430-532 **Dinamarca** +45-4452-1000 **Finlândia** +358-9-804-22-00 **França** +33 1 47 95 60 00 **Alemanha** +49(0)89-318-840 **Grécia** +30-210-7774396 **Hong Kong** +852-2789-3300 **Hungria** +36-1-459-6100 **Índia** +1-800-180-1224 **Israel** +972-3-9636050 **Itália** +39-02-216091 **Japão** +81-3-6361-7070 **Coreia do Sul** +82-2-3473-4460 **México** +52(55)5488-7670 **Holanda** +31-318-540666 **Nova Zelândia** +64-9-415-2280 **Noruega** +47-23-38-41-30 **Polônia** +48-22-3319999 **Portugal** +351-21-472-7700 **Rússia** +7-495-721-14-04 **Singapura** +65-6415-3170 **África do Sul** +27-11-442-85-08 **Espanha** +34-91-590-5200 **Suécia** +46-8-555-127-00 **Suíça** +41 26 674 55 05/06 **Taiwan** +886-2-2578-7189 **Tailândia** +662-651-8311 **Reino Unido** +44(0)20-8328-2000